



SP1-ST SERIES 唾液採取キット




名称 : SP1-ST0301
試薬 : 内包
貴社試薬 : 対応可
容量 : 試薬・検体の合計 4cc




名称 : SP1-ST0301-ST
試薬 : 内包 2液対応
貴社試薬 : 対応可
容量 : 試薬・検体の合計 4cc



名称 : SP1-ST0001
試薬 : -
貴社試薬 : -
容量 : 試薬・検体の合計 4cc



名称 : SP1-ST0001-RO
試薬 : 後入れ
貴社試薬 : 対応可
容量 : 試薬・検体の合計 4cc



SP1

ストロー型 唾液採取キット

PCR 検査

 に最適

ウイルスによる
2次感染の低減を実現



株式会社 アクシス

〒315-0016 茨城県石岡市総社1-183-1
TEL: 0299-56-3900 FAX: 0299-56-3906
URL: <https://www.axis-lne.co.jp>



特設サイトをご覧ください。

ウイルスによる 2次感染の低減を実現します

今までどこかで捨てられていた 危険な部品を無くします

		ウイルス不活化前の部品の廃棄 有無		
		ロート	簡易ストロー	当社ストロー
作業 機関	採取機関	有り：ロート廃棄	無し	無し
	検査機関	無し	有り：ストロー廃棄	無し

当社 SP1-ST は

- ・ 危険な部品を捨てないので、2次感染の低減が可能です。
- ・ 容器を外すだけで、すぐに検査機関で検査可能です。
- ・ 唾液採取後、廃棄の際に使うバイオハザード用品が要りません。

唾液採取キットの使い方



SP1-ST シリーズの特徴

特徴1：2次感染の低減



特徴2：2液（複数液）対応^{注1}




特徴3：貴社試薬 使用可能



特徴4：誤飲防止機構



特徴5：ストロー離脱機構



特徴6：唾液採取が簡単

